

PH-metro



Lettura contemporanea di pH e temperatura su ampio display

Corpo a tenuta stagna galleggiante

Elettrodo pH sostituibile con giunzione in fibra rinnovabile

Per la taratura dello strumento è disponibile una soluzione tampone, con 5 bustine a PH 4 e 5 bustine a PH 7, da 20ml ciascuna.

Dati tecnici

Compensazione temperatura automatica

Alimentazione: 4 x 1.5V con BEPS; circa 300 ore di utilizzo continuo

Condizioni d'uso: da -5 a 50°C; U.R. max 100%

Dimensioni e peso: 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Codice	Modello
Z308903900	PH-Metro
Z308903960	Soluzione tampone PH 4 e 7, 5+5 bustine 20ml